

## Hilfreiche Tipps zur Kopplung der Hörgeräte mit dem Android Smartphone

1. Laden Sie die **Philips HearLink Connect** von **Philips** bei **Google Play** herunter.



1. Öffnen Sie die App und melden Sie sich mit Ihren **Anmeldedaten** an. Sollten Sie keine Anmeldedaten besitzen, erstellen Sie sich einen Account.
2. Tippen Sie auf den Button **Mein Termin** in der unteren Hälfte.
3. Starten Sie nun Ihre Hörgeräte neu. Dazu öffnen Sie kurz die Batteriefächer. Nach etwa 5 Sekunden schließen Sie diese wieder. Haben Sie Hörgeräte mit **Li-Ion Akku**, stellen Sie diese bitte in die **Ladestation** zum Neustarten oder, halten Sie den **Taster** länger als 5 Sekunden gedrückt zum manuellen Ausschalten. Danach nehmen Sie die Hörgeräte wieder aus der Ladestation oder halten Sie den **Taster** zum Neustart länger als 4 Sekunden. Die Hörgeräte sind nun drei Minuten lang im **Kopplungsmodus**.
4. Drücken sie auf **Okay, Verstanden** und **Weiter**. Das Smartphone sucht jetzt nach den Hörgeräten.
5. Hat es die Hörgeräte gefunden tippen Sie auf **Koppeln**.

→ Ihr **Smartphone** ist nun mit den Hörgeräten verbunden.

6. Die **Philips HearLink Connect App** ist nun im vollen Umfang nutzbar.