

## Hilfreiche Tipps zur Kopplung der Hörgeräte mit dem Android Smartphone (Bluetooth)

1. Laden Sie die **Signia App** von Google Play herunter.



2. Aktivieren Sie **Bluetooth** in den Einstellungen Ihres Smartphones.
3. Öffnen Sie nun die App und wählen Sie eine Verbindungsoption aus.
4. Wenn Sie einen **TeleCare-Code** besitzen, wählen Sie die Option **Tele-Care**. Wenn nicht, nutzen Sie die Standard Option **Bluetooth**.
5. Starten Sie nun Ihre Hörgeräte neu. Dazu öffnen Sie kurz die Batteriefächer. Nach etwa 5 Sekunden schließen Sie diese wieder. Haben Sie Hörgeräte mit **Li-Ion Akku**, stellen Sie diese bitte in die **Ladestation** zum Neustarten oder, halten Sie den **Taster** länger als 5 Sekunden gedrückt zum manuellen Ausschalten. Danach nehmen Sie die Hörgeräte wieder aus der Ladestation oder halten Sie den **Taster** zum Neustart länger als 4 Sekunden. Die Hörgeräte sind nun drei Minuten lang im **Kopplungsmodus**.
6. Legen Sie die Hörgeräte nach dem einmaligen Neustart in die Nähe Ihres Smartphones.
7. Sobald die App die Hörgeräte gefunden hat, werden diese angezeigt. Tippen Sie in die **Zeile oben**, in der die Hörgeräte aufgeführt werden, um fortzufahren.
8. Warten Sie ein paar Sekunden, bis die App die Verbindung zu Ihren Hörgeräten aufgenommen hat.
9. War der Prozess erfolgreich, können Sie ihn mit **Los geht's** abschließen.

→ Ihr **Smartphone** ist nun mit den Hörgeräten verbunden.