

Hilfreiche Tipps zur Kopplung der Hörgeräte mit dem Android Smartphone

1. Laden Sie die **Unitron Remote Plus / Hearing Remote (Vista) App** von **Google Play** herunter.

a. **Unitron Remote Plus:**



b. **Hearing Remote (Vista) App:**



2. Rufen Sie den Startbildschirm Ihres Android-Telefons auf und gehen Sie zu der Seite mit den Bluetooth-Einstellungen (dies unterscheidet sich von Smartphone-Modell zu Smartphone-Modell).
3. Betätigen Sie die Schiebeschaltfläche, um Bluetooth einzuschalten.
4. Öffnen Sie die Batterielade der Bluetooth-Hörsysteme für 5 Sekunden und schließen Sie danach die Batterielade, um die Hörgeräte wieder einzuschalten. Wenn Sie ein Hörgerät ohne ein Batteriefach haben, schalten Sie zunächst jedes Hörgerät aus, indem Sie den unteren Teil des Knopfes drücken, bis die LED **rot** (4 Sekunden) leuchtet. Schalten Sie dann jedes Hörgerät ein, indem Sie die gleiche Taste drücken, bis die LED **grün** (2 Sekunden) leuchtet.
5. Nach mehreren Sekunden erscheint der Name des Hörgeräts. Tippen Sie ihn an, um ihn auszuwählen.
6. Eine Nachricht erscheint: „**Bluetooth-Koppelanfrage**“. Klicken Sie auf „**Ok**“.
7. Das gekoppelte Hörgerät gibt einen Verbindungston ab.

➔ Das Smartphone ist nun mit den Hörgeräten verbunden.

8. Öffnen Sie nun die App und folgen Sie den Anweisungen.