

Hilfreiche Tipps zur Kopplung der Hörgeräte mit dem iPhone

1. Laden Sie die **Philips HearLink Connect** von **Philips** aus dem **App Store** herunter.



2. Starten Sie nun Ihre Hörgeräte neu. Dazu öffnen Sie kurz die Batteriefächer. Nach etwa 5 Sekunden schließen Sie diese wieder. Haben Sie Hörgeräte mit **Li-Ion Akku**, stellen Sie diese bitte in die **Ladestation** zum Neustarten oder, halten Sie den **Taster** länger als 5 Sekunden gedrückt zum manuellen Ausschalten. Danach nehmen Sie die Hörgeräte wieder aus der Ladestation oder halten Sie den **Taster** zum Neustart länger als 4 Sekunden. Die Hörgeräte sind nun drei Minuten lang im **Kopplungsmodus**.
3. Wählen Sie die Option **Bedienungshilfen** unter **Einstellungen**.
4. Nun wählen Sie die Option **Hörhilfen** unter **Bedienungshilfen**.
5. Aktivieren Sie Bluetooth, indem Sie auf den Bluetooth-Button neben der Option **Bluetooth** klicken.
 - a. Wenn Bluetooth bereits aktiviert ist, wird dieser Punkt automatisch übersprungen.
6. Ihr Apple-Gerät erkennt die Hörgeräte automatisch. Bitte tippen Sie auf den Namen Ihrer Hörgeräte.
7. Sie erhalten eine Kopplungsanfrage in einen Popup-Fenster. Tippen Sie auf **Koppeln**.

→ Das **iPhone** ist nun mit den Hörgeräten verbunden.

8. Öffnen Sie die App und melden Sie sich mit Ihren **Anmeldedaten** an. Sollte Sie keine Anmeldedaten besitzen, erstellen Sie sich einen Account.
9. Die **Philips HearLink Connect App** ist nun im vollen Umfang nutzbar.