

Hilfreiche Tipps zur Kopplung der Hörgeräte mit dem Smartphone

(Kopplung ohne Bluetooth fähige Hörgeräte)

1. Laden Sie die **Signia App** aus dem **App Store** oder von **Google Play** herunter.



2. Sie erhalten von uns einen separaten **QR-Code** für die Kopplung der Hörgeräte.
Verwahren Sie diesen gut!
3. Öffnen Sie nun die App.
4. Wählen Sie bei den **Verbindungsoptionen QR-Code** aus. Lassen Sie die App auf Ihre Kamera zugreifen.
5. Scannen Sie den QR-Code mit der Kamera. Die Verbindung wird automatisch hergestellt.
6. Achten Sie auf den **Bestätigungston** in den Hörgeräten. Damit wird eine erfolgreiche Kopplung verifiziert.
7. Tippen Sie auf **Bestätigen**, wenn Sie den Bestätigungston in beiden Hörgeräten gehört haben.

→ Die Hörgeräte sind nun mit der App verbunden.

Zu beachten:

Stellen Sie sicher, dass die Medien-Lautstärke auf Ihrem Smartphone auf die mittlere Stufe eingestellt ist. Erst dann kann die App mit den Hörgeräten über hochfrequente Töne kommunizieren.