

Nachträgliche Verbindung mit TeleCare by Signia

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie die aktuellste Version Ihrer **SIGNIA App** haben.
2. Achten Sie darauf, dass die Hörgeräte mit Ihrem Smartphone und der App gekoppelt sind.

Klicken Sie hier, falls Sie Probleme mit der Kopplung zu Ihrem Smartphone haben:

[Interaktiver User Guide](#)

1. Gehen Sie nun auf den Punkt **Verbindung zu den Hörgeräten**
2. Dann auf **über Bluetooth** und mit **Apple / Android Geräten** auswählen

Ohne Bluetooth

3. Tippen Sie auf den Punkt **über QR Code**

3. Öffnen Sie nun die App und tippen Sie auf das Symbol mit den 3 horizontalen Linien in der linken oberen Ecke des Hauptmenüs.
4. Wählen Sie **Einstellungen**.
5. Tippen Sie auf **App-Einstellungen**.
6. Tippen Sie auf **Mit TeleCare verbinden**.
7. Geben Sie nun den **6-stelligen Code** ein, den Sie von uns erhalten haben. Lassen Sie zu, dass TeleCare auf Kamera, Mikrofon und Anrufe zugreifen kann.

➔ **TeleCare** ist nun aktiviert.

